



Где взять инновационные аналоги дорогих импортных материалов



10-15 минут

скорость отверждения

↓
Лечение корневого
канала за 1 прием

↓
Российский производитель
Технодент

Вы хотите проводить манипуляции в корневом канале с перфорацией за один прием пациента?

Тогда обратите внимание на **Рутдент быстротвердеющий** на основе модифицированного МТА. Скорость отверждения всего 10-15 минут.

Технология ноу-хау - для отечественного рынка.

И это - **не дорогой импортный препарат**.

Разработан и производится российской компанией – ТехноДент.

Рутдент быстротвердеющий только один пример из ряда инноваций от производителя.

Хотите узнать больше? Прочтите.



В чем Ваша выгода работать с продукцией Технодент?

- **Вы экономите деньги:** Технодент производит аналоги дорогим импортным препаратам.
- **Вы получаете комплексное решение:** ТехноДент предлагает широкий ассортимент стоматологических материалов (54 наименования), и Вы покупаете все, что Вам необходимо нашего производства у своего поставщика.
- **Вы используете инновационные разработки:** ТехноДент предлагает, продукцию, у которой нет аналогов на российском рынке. Например, Флоу Клинз Профи. Единственный материал для профилактической чистки эмали зубов методом пескоструйной обработки, который подходит для всех аппаратов и не забивает наконечник.
- **Вы экономите время:** ТехноДент развивает сеть дистрибьюторов по всей России от Калининграда до Владивостока. В Вашем городе это, компания (название). Вы покупаете продукцию ТехноДент там, где вам удобно!



Еще больше «полезности»!

Поговорим о прозаическом препарате:
антисептическая жидкость для обработки корневых каналов.
Что здесь можно придумать инновационного?

ТехноДент предлагает антисептическую жидкость
в эндодонтической форме выпуска.

Флакон закупорен резиновой пробкой.
Вы протыкаете ее иглой, а затем просто накручиваете шприц и «берете» жидкость.



Название продукта: **2% хлоргексидина биглюконат**

- Применяется для обработки инфицированных корневых каналов при лечении пульпитов и периодонтитов; для антисептической обработки кариозных полостей; для приготовления растворов для профилактических полосканий при гингивите и начальных формах пародонтита; для промываний пародонтальных карманов.

Подобную жидкость вы, скорее всего, покупаете в аптеках.
Зачем тогда Вам переходить на антисептическую жидкость производства ТехноДент?



Точнее, чем в аптеке

Во-первых, ТехноДент провел исследование и выявил, что у аптечного продукта концентрация как правило, составляет 1% и ниже. Вы лучше всех знаете, что 2% – оптимальный показатель для обработки корневых каналов. Мы гарантируем 2% концентрацию предлагаемого препарата.

Во-вторых, рецептурных аптек все меньше и меньше. Сервис у них отсутствует и работают они не так удобно Вам, а как удобно им. Наш дилер предлагает максимально комфортные для вас условия работы.

Корректная концентрация 2%

↓
Покупаете, как и где вам удобно

Сколько вы экономите?

Розничная стоимость жидкости 50 рублей за объем 15 миллилитров или 100 рублей за объем 100мл.
Аналогов среди российских производителей нет. Импортные – неоправданно дороже (в 52 раза).

Вам нужна антисептическая жидкость с корректной концентрацией в удобной форме выпуска?
Тогда звоните нам по телефону **(347) 233-7575, 284-5532** или пишите на почту **angel_ufa@mail.ru**
или приезжайте в торговый зал по адресу: **г. Уфа, ул. Блюхера, д. 23/2 (остановка бульвар Славы)**
По этим же контактным данным вы узнаете любую информацию о другой продукции ТехноДент.

